

	<b>Código/ Code :</b> FT-TERMODIGITALF-20200424		<b>Edición/ Issue :</b> 1		<b>Página/ Page :</b> 1/1	
	<b>Ficha Técnica</b> <i>Technical Data Sheet</i>					
<h1>TERMÓMETRO DIGITAL DE INFRARROJOS / Infrared forehead thermometer</h1>						
<b>Característica(s) principal(es)/</b> <i>Main feature(s)</i>		<b>Medición de temperatura de frente /</b> <i>Forehead temperature measurement.</i>				
<b>Componentes/</b> <i>Parts</i>		<b>Termómetro digital /</b> <i>Digital thermometer</i>				
<b>Descripción del producto/</b> <i>Product description</i>		<b>Instrucciones /</b> <i>Instructions</i>				
		<b>Dispone de pantalla digital LCD /</b> <i>LCD display</i>				
		<b>Respuesta rápida /</b> <i>Fast response</i>				
		<b>Distancia de medición &lt;2,5 cm /</b> <i>measurement distance &lt;2,5 cm</i>				
		<b>Rango de medición /</b> <i>Measurement range:</i> 35°C - 44°C (95-111,2 °F)				
		<b>Precisión /</b> <i>Accuracy</i> +0,2°C @ 35-42°C // +- 0,3°C @42-44°C				
		<b>Memoria: 6 espacios /</b> <i>Memory: 6 sets.</i>				
		<b>Indicador de batería baja /</b> <i>Low battery indicator .</i>				
		<b>Apagado automático /</b> <i>Automatic power-off</i>				
		<b>Fuente de alimentación: 2AAA. /</b> <i>Power supply: 2AAA batteries</i>				
		<b>Peso /</b> <i>Weight: 70 g (sin batería / without batteries ).</i>				
		<b>Entorno operativo /</b> <i>Operating environment</i>		<b>Temperatura (°C) /</b> <i>Temperature (°C)</i> 5-36°C		
				<b>Humedad (%) /</b> <i>Humidity (%)</i> . 15 - 85 %		
<b>Uso previsto/</b> <i>Expected use</i>		<b>Dispositivo portátil destinado a la medición de temperatura de oído, frente, ojeitos o salas /</b> <i>Portable device for temperature measurement of ear, forehead, objetcs and rooms.</i>				
<b>Instrucciones de limpieza /</b> <i>cleaning instructions</i>		<b>Cuando el sensor infrarrojos este sucio, límpielo con un paño suave y Alcohol isopropílico diluido con agua o lavar con jabón y abundante agua /</b> <i>When the infrared sensor is dirty, wipe the sensor with a soft cloth and isopropyl alcohol diluted with water or wash with soap and plenty of water.</i>				
<b>Información comercial/</b> <i>Commercial information</i>		<b>Ref./REF.</b>	<b>Medidas (mm) /</b> <i>Measures (mm)</i>	<b>Color/</b> <i>Color</i>	<b>Envase individual/</b> <i>Individual packaging</i>	<b>Contenido cajas/</b> <i>Box content</i>
		43009	134x76,5x38	Blanco / White	Sí / Yes	1
<b>Precauciones de transporte y almacenamiento/</b> <i>Transport and storage warnings</i>		<b>Almacenar y transportar en su caja original, a una temperatura entre -25 y 55°C y en condiciones de humedad relativa &lt;85% /</b> <i>Store and transport in its original carton, at a temperature between -25 and 55°C and in conditions of relative humidity &lt;85%.</i>				
<b>Vida útil/</b> <i>Shelf life</i>		 <b>3 Años / 3 Years</b>				
<b>Gestión de la calidad/</b> <i>Quality management</i>		<b>Council Directive 93/42/CEE concerning medical devices</b> <b>Marcado CE en cada envase. CE marking on each packaging level.</b> <b>Clasificación según Anexo IX del RD 1591/2009: Clase IIa./</b> <i>CE classification according to RD 1591/2009: Class IIa.</i>				
<b>Simbología aplicable/</b> <i>Applicable symbols</i>						
<b>Fecha última actualización/</b> <i>Date of last updating</i>		<b>Abril 2.020 / April 2.020</b>				

