

Cinta métrica anatómica con IMC

Ref. BMIT



- Esta excelente cinta métrica anatómica IMC es excelente para el uso profesional y personal.
- Medición del diámetro de cinta: 14 mm ancho Longitud: 150 cm.
- Graduación: cm y mm.
- Peso Medidas: kg, lb de Stone.
- Serigrafía IMC en la plataforma giratoria .
- La cinta métrica es excelente para el uso profesional y personal y proporciona mediciones precisas para obtener el Índice de Masa Corporal (IMC).
- Usando la esfera interior (altura), alinea la medición de su altura a la medición de peso externa.
- Una vez que esté alineado correctamente, ve la ventana interior para leer su IMC.
- Seleccione el lado masculino o femenino de la cinta métrica (ver iconos) asegurándose de que el lado correcto mire hacia afuera y luego envuelve la cinta alrededor de la parte más ancha de su estómago.
- Esto le dará una indicación visual de si se requiere el ejercicio.
- La cinta métrica tiene un código de colores y le da al usuario una indicación visual de las áreas de lectura de BMI:
verde = saludable, naranja = sobrepeso, rojo = obeso.