

# Electroestimulador Globus Genesy 300 Pro

REF. GB3222



• Electroestimulador Genesy 300 Pro profesional de 4 Canales con una amplia gama de programas para la fisioterapia. Genesy 300 Pro utiliza las tecnologías más avanzadas para un uso extremadamente fácil y seguro en cualquier situación terapéutica. Ideal para tratamientos de analgesia y rehabilitación en clínicas de fisioterapia. 91 programas.

## PROGRAMAS

Genesy 300 Pro Presenta 91 Programas divididos en: 6 Rehabilitación – 20 Dolor/Tens – 12 Microcorrientes – 1 Incontinencia – 1 Iontoforesis – 22 Deporte – 29 Forma Física

## REHABILITACIÓN

- Tobillos hinchados
- Atrofia cuádriceps
- Recuperación después de la intervención del ligamento cruzado anterior
- Recuperación funcional de las extremidades inferiores
- Prevención de subluxación de hombro
- Espasmos musculares
- Músclos agonistas-antagonistas
- Fortalecimiento muscular
- Lápiz buscapuntos

# Electroestimulador Globus Genesy 300 Pro

REF. GB3222

## DOLOR/TENS

- Tens antálgico convencional
- Dolor menstrual
- Tens antálgico modulado
- Dolor de rodilla
- Tens endorfinico
- Dolor post intervención
- Dolor crónico
- Dolor en el hombro (Periartritis Escapulohumeral)
- Túnel carpiano
- Dolor trapecio
- Tendinitis rotatoria del manguito
- Tens antálgico de baja frecuencia
- Dolor muscular
- Ciática
- Lumbago crónico
- Dolor cervical
- Bursitis-tendinitis
- Dolor por fracturas óseas
- Epicondilitis
- Osteoartritis

## MICROCORRIENTES

- Epicondilitis
- Periartritis escapulohumeral
- Contusión
- Ciática
- Dolor lumbar
- Dolor agudo
- Dolor de articulaciones
- Tortícolis
- Latigazo cervical
- Esguince de hombro
- Esguince de rodilla
- Inflamación tendinosa

## IONTOFORESIS

iontoforesis

## DEPORTE

- Capilarización
- Calentamiento deportivo
- Calentamiento precompetición
- Recuperación activa
- Fuerza máxima
- Fuerza resistente
- Fuerza explosiva
- Reactividad
- Recuperación post competición
- Hipertrofia

## INCONTINENCIA

Incontinencia mixta

## FORMA FÍSICA

- Reafirmación
- Reafirmación Bio-Pulse
- Modelado
- Modelado Bio-Pulse
- Tonificación
- Aumento de masa muscular
- Body sculpting
- Definición
- Jogging
- Aptitud anaeróbica
- Aptitud aeróbica
- Prevención de calambres

## TIPOS DE CORRIENTES

- Corrientes EMS
- Corrientes TENS
- Corrientes MENS (microcorrientes)
- Corriente continua para ionoforesis

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Canales: 4 Independientes.
  - Frecuencia: 0,3 – 150 Hz.
  - Potencia: 120mA por canal.
  - Amplitud de impulso: 40 – 450µs.
  - Forma de onda: Onda cuadrada bifásica, simétrica y compensada.
  - Alimentación: Batería recargable.
- Dispositivo Clase II A Conforme a la directiva 93/42/CEE -2007/47/CEE

## EQUIPAMIENTO

- 1 Bolso para el transporte
- 1 Electroestimulador GLOBUS GENESY 300 Pro
- 4 Cables para conexión a los electrodos
- 2 Cables para microcorrientes e ionoforesis
- 4 Electroodos autoadhesivos 50 x 50
- 4 Electroodos autoadhesivos 50 x 90
- 1 Cargador
- 1 Manual operativo