

## **FICHA TÉCNICA**

**Referencia:** AB8823XELAED003A

**GTIN-13:** 8428763040156

**Descripción:** Electrodo original pregelado desechable de desfibrilación, cardioversión y monotorización, para CardiacScience PowerHeart® G5.

**Marca-Modelo:** CARDIAC SCIENCE (XELAED003A)

**Función:** Aplicar corriente de desfibrilación a pacientes pediátricos (8 años o menos o con un peso inferior o igual a 25kg.)

**Conexión:** apta para

- CardiacScience Powerheart G5 (Semiautomático)
- CardiacScience Powerheart G5 (Automático)

**Características especiales:** Electrodo no polarizado. Control automático de la caducidad. Con gel hipoalergénico incorporado.

**Longitud del cable:** 1,3 metros

**Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE:** Clase IIb

**Precauciones:** Seguir las indicaciones de uso y almacenado dadas en las instrucciones del producto y en el etiquetado.

**Presentación:** Ensobrados por parejas.

**Vida útil:** Ver indicaciones en el etiquetado del producto. 24 meses desde la fecha de producción.



Eduardo Fernández  
Técnico Responsable

Barberà del Vallès, 1 d'Octubre de 2018

## FICHA TÉCNICA

**Referencia:** AB8823XELAED001A

**GTIN-13:** 8428763040163

**Descripción:** Electrodo original pregelado desechable de desfibrilación para CardiacScience PowerHeart® G5.

**Marca-Modelo:** CARDIAC SCIENCE (XELAED001A)

**Función:** Aplicar corriente de desfibrilación o cardioversión a pacientes adultos (Mayor de 8 años o con un peso superior a 25kg.)

**Conexión:** apta para

- CardiacScience Powerheart G5 (Semiautomático)
- CardiacScience Powerheart G5 (Automático)

**Características especiales:** Electrodo no polarizados. Control automático de la caducidad. Con gel conductor hipoalergénico incorporado.

**Longitud del cable:** 1,3 metros

**Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE:** Clase IIb

**Conformidad a las normas:** ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1

**Precauciones:** Seguir las indicaciones de uso y almacenado dadas en las instrucciones del producto y en el etiquetado.

**Presentación:** Ensobrados por parejas.

**Vida útil:** Ver indicaciones en el etiquetado del producto. 2 años desde la fecha de fabricación.



Eduardo Fernández  
Técnico Responsable

Barberà del Vallès, 20 de Septiembre de 2018.