

# Sonda Vaginal sin Níquel Perisphera®-AT

Ref. 13121603



Sonda Vaginal Perisphera®-AT con 4 electrodos indicada para el tratamiento de pacientes afectadas por (vaginismo).

El diámetro de apenas 11mm y la disposición particular de los electrodos laterales permite estimular fácilmente los músculos peri-vaginales.

El anillo posterior destinado para el ajuste de la profundidad de inserción y la determinación de orientación, puede ser completamente ajustado.

Los 4 electrodos(2 delanteros y 2 posteriores) se pueden conectar a dos canales independientes de estimulación o a un solo canal a través de un adaptador especial en forma "Y" opcional.

Las sondas Perineales están hechas de material plástico bio-compatible en oro plateado de los electrodos metalizados.

La conexión eléctrica con la unidad de EMG se obtiene por dos o cuatro cables (alrededor de 20 cm de longitud) con una conexión hembra de 2mm.

La sonda se puede utilizar con cualquier equipo que suministre impulsos bifásicos simétricos, valor medio 0 ( galvánica libre).