

Sonda Vaginal sin Níquel Perisphera®-U

Ref. 13121601



Sonda Vaginal Perisphera®-U con doble circuito (4 electrodos) para la reeducación a través del EMG biofeedback y electroestimulación.

Caracterizada por su doble circuito formado por dos electrodos planos grandes (posterior) para la estimulación global del suelo pélvico y dos electrodos laterales "sillín" para estimular indistintamente ambas ramas o derecha y/o izquierda del cóccix.

Para un uso óptimo, es aconsejable utilizar ambos circuitos, sin embargo si el paciente está acostumbrado a utilizar sondas únicas equipadas con electrodos laterales y tiene sólo un canal de estimulación, puede conectar el equipo a sólo los conectores laterales.

Las sondas Perineales están hechas de material plástico bio-compatible en sus electrodos metalizados.

La conexión eléctrica con la unidad de EMG se obtiene por dos o cuatro cables (de 10 a 15 cm de longitud) con una conexión hembra de 2mm.

La sonda se puede utilizar con cualquier equipo que suministre impulsos bifásicos de valor medio 0 (galvánica libre).